

Tissue Trimmer - Návod na použitie

Ak chcete dosiahnúť vynikajúci výsledok s nástrojom Tissue Trimmer, musia byť dodržané nasledujúce pokyny na prevádzku:

- Pred použitím nástroja je potrebné vykonať lokálnu anestézu.
- Nástroj používajte výhradne v turbíne pri otáčkach 300.000-500.000. **POZOR !** Nástroj nie je možné používať v rýchlootáčkovom mikromotore s turbínovým upínaním, pretože tento pracuje s nižším rozsahom otáčok. **POZOR ! Pri nižších otáčkach ako 300.000 za min. môže dôjsť k zraneniu pacienta !**
- Je potrebné vypnúť chladenie na súprave, lebo ináč nemá nástroj žiadny účinok. Nástroj zasunte do turbíny a vyskúšajte turbínu pustiť naprázdno či je voda celkom odstavená. Väčšinou pri vypnutí chladenia zostane malé množstvo vody v hadici. Preto je potrebné túto vodu vystriekať pustením turbíny naprázdno. Až je chladenie úplne odstavené a zvyšky z hadice sú odstriekané, osušte nástroj zasunutý v turbíne !
- V každom prípade je nutné vytvoriť najsuchšie prostredie, aké dané podmienky umožňujú. Miesto, ktoré chcete ošetriť je nutné osušiť. Samozrejme nie je možné vytvoriť dokonale suché podmienky ak je gingíva veľmi krvácajúca. V takom prípade, použite nástroj dvakrát. Po prvom použití počkajte 30 sekúnd, miesto opäť dôkladne osušte a použite nástroj opäť. V 99% prípadoch po druhom použití dôjde k úplnému zastaveniu krvácania.
- Nástroj sa aplikuje tak, že vždy vykonávate plynulý pohyb jedným smerom. **Nikdy nie tam a nazad !**
- **POZOR !** Nástroj používajte výhradne na gingívu, nikdy nie na kosť, pretože pri strete s tvrdým materiálom sa môže poškodiť keramický hrot nástroja čo má za následok znehodnotenie nástroja.

Dezinfekcia a sterilizácia:

POZOR ! Nástroj nikdy nedezinfikujte v miske spolu so žiadnymi inými nástrojmi, len samostatne ! Pri sterilizácii v autokláve, môžu byť sterilizované súčasne aj iné nástroje no nikdy nie v jednej miske s nástrojom Tissue Trimmer, ten musí byť v samostatnej miske, nikdy nie v miske spolu s inými nástrojmi. Pri dezinfekcii sa presvedčte, že dezinfekčný roztok je pre rotačné nástroje a dodržte pokyny na dezinfekciu uvedené k dezinfekčnému roztoku ! Nástroj sa sterilizuje pri teplote do 135° C po dobu 10 minút ! Pri nedodržaní ktoréhokoľvek z týchto bodov dôjde k poškodeniu nástroja a ten nebude viac plniť svoju funkciu.

Rady na záver:

- V začiatkoch odporúčame nástroj používať v hornej čelusti, pretože ľahšie dosiahnete menej vlhké prostredie.
- Ak hneď po prvých pár použitíach nebudete s účinkom nástroja spokojný, nevzdávajte sa ! Snažte sa dodržať horeuvedené postupy a Vaša snaha a trpezlivosť bude určite odmenená
- Nástroj je perfektnou pomôckou napr. pri schodfkovej preparácii, keď potrebujete zobrať odtlačok a ďasno krváca.

EUR DENT

Tigria 10, 040 01 Košice
www.eurodent.sk

0903 774 933, 0915 914 038
E-mail: eurodent@t-zones.sk