

# Ceraglaze



Špičkové diamantové leštiace nástroje na leštenie keramických koruniek priamo v ústach pacienta ! Ušetríte kopec času a peňazí !

Diamantové leštiče Ceraglaze vyleštia keramickú korunku v ústach pacienta do fantasticky vysokého lesku, ktorý je absolútne nerozoznatelný od glazúry vytvorenej v peci.

Veľmi stabilný väzbový materiál zaručuje pomalé opotrebovanie a vysokú životnosť nástroja.

Už nemusíte viacej vracat' prácu do zubnej techniky !

Reality's Choice: Úspech v podobe 5 hviezdíčiek - v USA vyhodnotený ako najlepší nástroj na leštenie keramiky !



Cena za **1ks/550,- Sk** s DPH

Set 1588 sada Ceraglaze obsahuje 12 ks nástrojov

Cena za set: **5950,- Sk** s DPH



Predleštič

Leštič

Leštič na vysoký lesk



Priemer	050	030	060	100	050	030	060	100	050	030	060	100
dĺžka prac. časti	10,0	6,0	9,0	4,7	10,0	6,0	9,0	4,7	10,0	6,0	9,0	4,7

RA 802 204 ... 243 533 ... 243 533 ... 030 533 ... 304 533 ... 243 523 ... 243 523 ... 030 523 ... 304 523 ... 243 513 ... 243 513 ... 030 513 ... 304 513 ...

Order No. P332 P333 P335 P336 P3032 P3033 P3035 P3036 P30032 P30033 P30035 P30036

maximálne otáčky: zelený 15.000 ot./min., modrý 10.000, žltý 5.000

**EUR** **DENT**

Tigria 10, 040 01 Košice  
[www.eurodent.sk](http://www.eurodent.sk)

0903 774 933, 0915 914 038  
E-mail: [eurodent@t-zones.sk](mailto:eurodent@t-zones.sk)