


## Jedinečný leštiaci nástroj na kompozitné výplne

- diamantový leštič s vysokou životnosťou, na všetky druhy kompozitných výplní
- vďaka novovyvinutému silikónovému väzbovému materiálu, ktorý drží diamanty spolu, je nástroj elastický, má vysokú životnosť a po práci si zachováva svoj tvar
- veľmi jemné diamantové zrná umožňujú dosiahnutie vysokého lesku leštených plôch
- tri rôzne tvary, pre každú situáciu
- dříek nástroja je špeciálne upravený (potitanizovaný – zlaté sfarbenie), to umožňuje jednoduché čistenie nástroja
- ideálnym doplnkom k nástroju sú diamantové pásy na leštenie výplní v medzizubných priestoroch – informujte sa u obchodného zástupcu



**P20032 P20035 P20038**  
max. otáčky 5000/min.



NTI Unique Set-1589

cena za ks 290,- Sk s DPH

**cena setu 1490,- Sk**