

# NTI FIBER MASTER

Kompozity odporú ané firmou NTI

## Dentspy - DeTrey - zweifelhaft

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Prime and Bond | Einkomponenten Adhesiv mit Nanofüllern   |
| 2. Direct Cem     | Harzzement                               |
| Xeno III          | Bonding Selbstätzendes Einschrittadhesiv |

## DMG

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. Luxacor Dual  | Composite |
| 2. PermaCem Dual | Compomere |

## 3m Espe

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Rely X unicem                    | Kapslevariante dualhärtend, selbstadhesiv am Dentin   |
| 2. Rely XARC                        | Kleber  |
|                                     | kann auch im feuchten Kanal angewendet werden, nicht in den Kanal sondern auf dem Stift auftragen, da dickflüssig |
| Scotch Bond 1                       | Prime and Bond  |
| Filtek Produkte alle für den Aufbau |   |

## Heraeus Kulzer

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Zweibondzwei |              |
| 2. Twinlook     |              |
| Soiltär 2       | Stumpfaufbau |

## Kuraray

- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Panavia F 2.0    | Dualhärtender Compositekleber        |
| Clearfil Core       | Selbsthärtendes Stumpfaufbaumaterial |
| Clearfil Photo Core | Lichthärtendes Stumpfaufbaumaterial  |

## Promedica nur im Ausland erhältlich.

- |              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Aureo Cem DC | Dualhärtender Composite |
|--------------|-------------------------|

## R-Dental

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Fantestic Flowfillcem DC     | Microhybrid Composite                 |
| 2. Fantestic Flowsive 2         | mit Aktivator dualhärtendes Composite |
| 2. Fantestic Flowsive Aktivator | Aktivator für Flowsive                |
| Fantastic Core DC               | Stumpfaufbaumaterial                  |

## Voco

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Bifix DC   | Spritzen dualhärtend beim Komplettsset incl. Silan, auch Sialan dabei   |
| 2. Bifix QM   | Fertig in der Spritze beim Komplettsset dabei, auch Bonding dabei   |
| Rebilda Serie | f. d. Stiftaufbau: drei Präparate: Rebilda - chem.selbsthärtend, Flow Varianten: Rebilda SC - selbsthärtend, Rebilda DC - dualhärtend lichthärtend, Rebilda LC - lichthärtend |

## Ivoclar - Vivadent

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Variolink II | dualhärtend                                      |
| 2. Multilink    | selbsthärtend                                    |
| 3. Multicor     | Stumpfaufbaumaterial und zur Verklebung geeignet |
| Tetricevoceram  | nur für den Stumpfaufbau                         |

## POZOR ! - ABSOLÚTNE NEVHODNÉ !!!

DeTrey

Adaptic

Makrogefülltes Composite für Füllungen

**EUR  DENT**