

H4KMKL a CrownCut



Máte problémy s rozpilovaním korúnok ? Vyskúšajte najlepšie nástroje na trhu ! S nástrojmi nemeckej firmy NTI rozpílate rýchlo a ľahko kovokeramické korunky !

NTI CrownCut



nástroj s veľmi vysokou životnosťou a účinnosťou

diamantové zrno o veľkosti 127 mikrónov zabezpečuje vysokú reznú schopnosť disku a umožňuje rýchle rozpílenie akejkoľvek korunky

je vhodný na rozpílenie korúnok z nasledujúcich materiálov: zlato, keramika, neušľachtilé kovy (remánum, titán a i.)

ak sa nástroj používa v kolienku, ktoré má vodný sprej vzniká efekt aquaplaningu a riziko zranenia gíngívy je veľmi malé, takmer nemožné.

1450,- Sk/ks s DPH + zdarma čistiaci kameň

Nástroj H4KMKL je prvý nástroj do turbíny, ktorý vďaka špeciálnemu britu dokáže bez problémov rozpíliť keramiku a kov súčasne. Preto je veľmi vhodný na rozpílenie kovokeramických korúnok. Je taktiež vhodný na rozpílenie zlata, remánu, titánu a ďalších materiálov.

Nástroj je vyrobený z jedného kusa materiálu, preto riziko, že sa Vám zlomí je veľmi nízke.

Cena za **1ks/290,- Sk s DPH**

Pri kúpe balenia 5ks je cena za **1ks 260,- Sk s DPH**

Pri kúpe balenia 10ks je cena za **1ks 230,- Sk s DPH**



new

H4KMK

Zylinder rund
Cylinder round
Cylindre rond

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010	012
Länge-Length in mm-longueur	2,1	2,1

US. No.
Schoff/Shank/Tige • ISO Order No.

FG 500 314 137 019 ... 010 012

new

H4KMKL

Zylinder rund, lang
Cylinder round, long
Cylindre rond, long

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012
Länge-Length in mm-longueur	3,5

US. No.
Schoff/Shank/Tige • ISO Order No.

FGL 500 315 138 019 ... 012

new

G5114-RA

Kronenaufschneider
Crown Cutter

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	080
Länge-Length in mm-longueur	0,5

Schoff/Shank/Tige • ISO Order No.
RA 807 204 370 523 080

Order No. **G5114-RA**

max. 15.000 - 40.000 RPM

EURODENT

Tigria 10, 040 01 Košice
www.eurodent.sk

0903 774 933, 0915 914 038
E-mail: eurodent@t-zones.sk