

FIBERMASTER

PULPÁLNE ČAPY ZO SKLENNÝCH VLÁKEN



Zabudnite na doterajšie materiály pre koreňovú nadstavbu !
Čapy zo sklených vlákien FIBERMASTER od nemeckej firmy NTI sú absolútnou svetovou špičkou !

Prečo čapy zo sklených vlákien ? Pretože čapy zo sklených vlákien majú elasticitu veľmi blízku dentínu na rozdiel od čapov oceľových, keramických, titánových atď., ktoré majú veľmi malú elasticitu. Rozloženie síl v koreni je veľmi rovnomerné ako pri prirodzenom zube. V praxi to znamená, že pri použití čapov zo sklených vlákien absolútne odpadá riziko prasknutia koreňa ! Pri čapoch s malou elasticitou je to veľmi častý jav, pretože rozloženie tlaku na koreň je veľmi nerovnomerné a takmer všetka sila sa prenáša na apex.

Prečo čapy od firmy NTI – FIBERMASTER ? Firma NTI je vo svete známa ako producent dentálnych nástrojov najvyššej kvality. Nemecká precíznosť, špičkové technológie pri výrobe, výber tých najkvalitnejších surovín pre výrobu a dôsledná kontrola každého jedného nástroja je absolútnou samozrejmosťou. Čapy FIBERMASTER majú oproti konkurenčným čapom zo sklených vlákien tieto dve najväčšie výhody:

- špičková kvalita použitých sklených vlákien a väzbového materiálu + vysoká hustota obidvoch zložiek. Skúste zobrať čap FIBERMASTER do dvoch rúk a zlomiť ho ! Zbytočne sa budete namáhať ! Čap FIBERMASTER je veľmi pevný a pritom elastický. Ak takýto pokus urobíte s čapom menej kvalitným, tak ho ľahko zlomíte.
- čapy FIBERMASTER od NTI sú jediné čapy zo sklených vlákien s hlavičkou na svete ! Ostatní výrobcovia vyrábajú len čapy bez hlavičky. Výhoda hlavičky spočíva najmä v úspore materiálu a času. Samozrejme firma NTI ponúka aj čapy bez hlavičky.



Výhody pulpálnych čapov FIBERMASTER:

- vysoká kvalita, pevnosť a elasticita
- 3 veľkosti s hlavičkou a 2 veľkosti bez hlavičky
- skrátime ho jednoducho a rýchlo použitím diamantového disku
- čap je veľmi dobre viditeľný na RTG snímkoch
- vynikajúco sa na neho viaže kompozit
- estetické vlastnosti
- v prípade potreby je veľmi jednoduché ho odstrániť z koreňa a to použitím diamantového nástroja 840 010-014 M FG



EUR DENT

Tigria 10, 040 01 Košice
www.eurodent.sk

0903 774 933, 0915 914 038
E-mail: eurodent@t-zones.sk